



SCITECH®

Innovation for Life



Ponta atraumática



VASCULAR


CATETER BALÃO OTW

HERON

Cateter Balão Extralongo OTW

Tratamento de Isquemia Crítica de Membro em Casos Infrapoplíteos

- Perfil 4Fr - Over The Wire
- Compatível com guia 0,018" (maior suporte)
- Tratamento para vasos infrapoplíteos
- Ideal para lesões longas e estreitas



Especificações do balão

Comprimento do cateter	150cm
Material do balão	Poliamida
2 marcas radiopacas	Platina / Iridio
Perfil da ponta	0,021" (0,53mm)
Fio guia máximo	0,018" (0,46mm)
Introdutor compatível	4F

Medidas

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)				
	60	80	120	150	200
2,0	—	112215	112216	112217	112218
2,5	112219	112220	112221	112222	112223
3,0	—	112227	112228	112229	112230
3,5	112231	112232	112233	112234	112235
4,0	—	—	112239	112240	—