



SCITECH[®]

Innovation for Life



V A S C U L A R

MAGNUS *Pro Hidro*
Cateter Balão PTA - OTW

MAGNUS Pro Hidro

Cateter Balão PTA - OTW

- Over the wire - OTW
- Recobrimento hidrofílico
- Alta pressão de ruptura
- Excelente desinsuflação



Especificações do balão

Diâmetros do balão	4 - 12mm
Comprimentos do balão	40 - 120mm
Sistema de entrega	135cm
Introdutor compatível	5 a 7Fr
Fio guia compatível	0.035"
Pressão de ruptura	até 22 atm
Material do balão	poliuretano
Revestimento	hidrofílico

Medidas

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)				
	40	60	80	100	120
4,0	—	110857	110872	—	—
5,0	110850	110858	110873	110880	110865
6,0	110851	110859	110874	110881	110866
7,0	110852	110860	110875	110882	110867
8,0	110853	110861	110876	110887	—
9,0	110854	110862	110877	110883	—
10	110855	110863	110878	110884	—